



PERÚ

Ministerio
de la ProducciónOrganismo Nacional de
Sanidad Pesquera
SANIPES

“Año de la consolidación del Mar de Grau”
“Decenio de las personas con Discapacidad en el Perú”

PROTOCOLO TÉCNICO SANITARIO
DE CLASIFICACIÓN SANITARIA TEMPORAL Y
CONDICIÓN OPERATIVA (ABIERTA-CERRADA)
DE LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS-UNION EUROPEA
Decreto Supremo N° 07-2004-PRODUCE

N° 37-16-NON-SDSA/SANIPES

1. N° MONITOREO:		37	
2. SEMANA:		04 al 10 de Setiembre de 2016	
3. QUINCENAL :		19	
4. ZONA:		NONURA	5. AREA : NONURA
6. TIPO DE ACTIVIDAD:		CONCESIONES	

ZONA		AREA DE PRODUCCION					
DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION	CODIGO	CLASIFICACION TEMPORAL	ESTACION DE MUESTREO	CONDICION OPERATIVA	ESPECIE
NONURA	010	NONURA	010-NON-01	Aprobada o Tipo A	01-A-NON Nemo Corporation S.A.C.	ABIERTA	<i>Argopecten purpuratus</i> Concha de abanico
					01-B-NON Nemo Corporation S.A.C.		



Regístrese, comuníquese y publíquese.

Surquillo, Setiembre del 2016

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA
- SANIPES -

Ing. ADRIAN ERNESTO PAREDES ESPINAL
SUB DIRECTOR DE SUPERVISIÓN ACUICOLA

Relación de Indicadores Sanitarios - 2016

ZONA 010: BAHIA DE NONURA

DEPARTAMENTO: Piura

PROVINCIA: Sechura

NONURA 010-NON-01

			MONITOREOS				
			Condicion Operativa			Abierta	
			Monitoreo			37	
			Semana			04 al 10 de Setiembre	
			Fecha			09.09.2016	
			Laboratorio			B	IE
Área	Estación	Muestra/ Producto	Ensayo		Unidades	Resultados de los indicadores sanitarios	
NONURA	01-A-NON (05°50'11.60" - 81°06'38.70") ^a	CA	Determinación de Biotoxinas Lipofilicas (DSP) Metodo Quimico	Grupo OA (OA+DTX+PTX)	µg equiv./Kg	< LC	3-09198/16
				Grupo AZA	µg equiv./Kg	< LC	3-09198/16
				Grupo YTX	mg equiv./Kg	< LC	3-09198/16
		CA	Determinación de toxinas Lipofilicas por bioensayo en ratón.		Positivo/Negativo	NC	NC
		CA	Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)		(ug STX eq./Kg)	< 260	3-18492/16
		CA	Determinación de Acido Domoico (ASP)		mg Acido Domoico/kg.	< 1.13	3-18492/16
		CA	Enumeración de <i>Escherichia coli</i>		NMP/100g.	45	3-18492/16
		CA	Detección de Salmonella		Ausencia ó Presencia/ 25 g.	Ausencia	3-18493/16
		CA	Detección del Virus de la Hepatitis A		Genoma de virus (Detectado o No Detectado)en 2 g.	No Detectado	3-18493/16
	Agua de Mar	Numeración de C. Termotolerantes.		NMP/100mL	< 1.8	3-18494/16	
	01-B-NON (05°49'41.90" - 81°06'11.90") ^a	CA	Determinación de Biotoxinas Lipofilicas (DSP) Metodo Quimico	Grupo OA (OA+DTX+PTX)	µg equiv./Kg	< LC	3-09198/16
				Grupo AZA	µg equiv./Kg	< LC	3-09198/16
				Grupo YTX	mg equiv./Kg	< LC	3-09198/16
		CA	Determinación de toxinas Lipofilicas por bioensayo en ratón.		Positivo/Negativo	NC	NC
		CA	Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)		(ug STX eq./Kg)	< 260	3-18492/16
		CA	Determinación de Acido Domoico (ASP)		mg Acido Domoico/kg.	< 1.13	3-18492/16
		CA	Enumeración de <i>Escherichia coli</i>		NMP/100g.	20	3-18492/16
		CA	Detección de Salmonella		Ausencia ó Presencia/ 25 g.	Ausencia	3-18493/16
		CA	Detección del Virus de la Hepatitis A		Genoma de virus (Detectado o No Detectado)	No Detectado	3-18493/16
	Agua de Mar	Numeración de C. Termotolerantes.		NMP/100mL	< 1.8	3-18494/16	



A: ACUILAB S.A
 B: CERPER S.A
 C: LABS-SANIPES
 NC: No corresponde
 NM: No Monitoreado
 SR: Sin Recurso
 CA: Concha de abanico (*argopecten purpuratus*)
 IE: Informe de ensayo
 a: Coordenadas según protocolo técnico
 Sanitario. Coordenadas del monitoreo estan en
 los informes de ensayo
 No Detectado: Genoma de virus no detectado en 2 g de
 Hepatopancreas
 LD: Se encuentran por debajo del límite de
 detección (L.D.)
 (*): SANIPES Realizo verificación de control oficial:
 Informes de Ensayo N° 1775-16, N° 0132-16-
 SEC, N° 0123-16-SEC, N° 1797-16, N° 1797-16,
 N° 1818-16

LC (ug/ Kg) OA : 6.3
 LC (ug/ Kg) DTX2 : 9.00
 LC (ug/ Kg) DTX1 : 32.50
 LC (ug/ Kg) PTX2 : 3.80
 LC (ug/ Kg) PTX1 : 3.80
 LC (ug/ Kg) AZA 3 : 3.30
 LC (ug/ Kg) AZA 2 : 3.80
 LC (ug/ Kg) AZA 1 : 7.20
 LC (mg/ Kg) YTX : 0.014
 LC (mg/ Kg) h- YTX : 0.020
 LC (mg/ Kg) 450H- YTX : 0.014
 LC (mg/ Kg) 450H- h-YTX : 0.010

Responsable del Control Oficial

Responsable del PCMB