



PERÚ

Ministerio
de la ProducciónOrganismo Nacional de
Sanidad Pesquera
SANIPES

Año del Buen Servicio al Ciudadano

PROTOCOLO TÉCNICO SANITARIODE CLASIFICACIÓN SANITARIA TEMPORAL Y CONDICIÓN OPERATIVA (ABIERTA-CERRADA)
DE LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS

Decreto Supremo N° 07-2004-PRODUCE

N° 01-17-CONS-SDSA/SANIPES

1. N° MONITOREO:	01
2. SEMANA CORRESPONDIENTE:	DEL 01 AL 07 ENERO DEL 2017
3. TIPO DE MONITOREO:	SEMANAL 01
4. ZONA:	BAHIA DE SECHURA
5. CODIGO:	012
6. TIPO DE ACTIVIDAD:	AREAS DE REPOBLAMIENTO
8. CLASIFICACION TEMPORAL:	APROBADA O TIPO A

AREA DE PRODUCCCIÓN			Condicion Operativa			ABIERTA	
			Monitoreo Número			1	
			Semana de Monitoreo			01 al 07 Ene	
			Fecha de Monitoreo			06.01.2017	
Denominación - Código	Estación - Coordenadas	Muestra /Producto	Laboratorio			LAB SANIPES	Informe de Ensayo
			Ensayo		Unidades	Resultados de los indicadores sanitarios	
CONSTANTE 012-SECH-06	06-A-SECH (05°40'58.80" - 80°53'24.00") ^a	Concha de Abanico	Determinación de Biotoxinas Lipofilicas (DSP) Metodo Quimico	Grupo OA (OA+DTX+PTX)	µg equiv./Kg	< LCM	N° 0062-17
				Grupo AZA	µg equiv./Kg	< LCM	N° 0062-17
				Grupo YTX	mg equiv./Kg	< LCM	N° 0062-17
		Concha de Abanico	Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)		(ug STX eq./Kg)	< 300	N° 0033-17
			Determinación de Acido Domoico (ASP)		mg Acido Domoico/kg.	< 0.42	N° 0033-17
			Enumeración de <i>Escherichia coli</i>		NMP/100g.	NC	NC
	06-B-SECH (05°39'43.69" - 80°53'40.08") ^a	Detección de Salmonella		Ausencia ó Presencia/ 25 g.	NC	NC	
		Agua de Mar	Numeración de C. Termotolerantes.		NMP/100mL	NC	NC
		Concha de Abanico	Detección del Virus de la Hepatitis A		Genoma de virus (Detectado o No Detectado)en 2 g.	NC	NC
			Agua de Mar	Numeración de C. Termotolerantes.		NMP/100mL	NC

NC:

No corresponde

NM:

No Monitoreado

SR:

Sin Recurso

GVND:

Genoma de virus no detectado en 2 g de Hepatopancreas

a:

Coordenadas según protocolo tecnico Sanitario. Coordenadas del monitoreo estan en los informes de ensayo

< LCM:

Menor al Limite de Cuantificacion del Metodo

LCM (ug/ Kg) OA : 5.1

LCM (mg/ Kg) YTX 1 : 0.0034

LCM (ug/ Kg) DTX2 : 5.0

LCM (mg/ Kg) h- YTX 1 : 0.0034

LCM (ug/ Kg) DTX1 : 5.1

LCM (mg/ Kg) 450H- YTX 1 : 0.0034

LCM (ug/ Kg) PTX2 : 0.7

LCM (mg/ Kg) 450H- h-YTX 1 : 0.0034

LCM (ug/ Kg) PTX1 : 0.7

LCM (ug/ Kg) AZA 3 : 0.3

LCM (ug/ Kg) AZA 2 : 0.3

LCM (ug/ Kg) AZA 1 : 0.3

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Surquillo, Enero del 2017

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA
- SANIPES -Ing. ADRIAN ERNESTO PAREDES ESPINAL
SUB DIRECTOR DE SUPERVISIÓN ACUÍCOLA