



PERÚ

Ministerio
de la ProducciónOrganismo Nacional de
Sanidad Pesquera
SANIPES

Año del Buen Servicio al Ciudadano

PROTOCOLO TÉCNICO SANITARIODE CLASIFICACIÓN SANITARIA TEMPORAL Y CONDICIÓN OPERATIVA (ABIERTA-CERRADA)
DE LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS

Decreto Supremo N° 07-2004-PRODUCE

N° 02-17-MAT-SDSA/SANIPES

1. N° MONITOREO:	02
2. SEMANA CORRESPONDIENTE :	DEL 08 AL 14 ENERO DEL 2017
3. TIPO DE MONITOREO :	QUINCENAL 01
4. ZONA:	BAHIA DE SECHURA
5. CODIGO:	012
6. TIPO DE ACTIVIDAD:	AREAS DE REPOBLAMIENTO
8. CLASIFICACION TEMPORAL:	APROBADA O TIPO A

AREA DE PRODUCCIÓN			Condicion Operativa		ABIERTA		
			Monitoreo Número		2		
			Semana de Monitoreo		08 al 14 Ene		
			Fecha de Monitoreo		13.01.2017		
Denominación - Código	Estación - Coordenadas	Muestra /Producto	Laboratorio		C	IE	
			Ensayo	Unidades	Resultados de los indicadores sanitarios		
MATACABALLO 012-SECH-05	05-A-SECH (05°36'14.40" - 80°53'31.20") a	Agua de Mar	Numeración de C. Termotolerantes.		NMP/100mL	< 1.8	N° 0019-17-SEC
	05-B-SECH (05°37'37.20" - 80°53'13.20") a	Concha de Abanico	Determinación de Biotoxinas Lipofilicas (DSP) Metodo Quimico	Grupo OA (OA+DTX+PTX)	µg equiv./Kg	4.9	N° 0198-17
				Grupo AZA	µg equiv./Kg	< LCM	N° 0198-17
				Grupo YTX	mg equiv./Kg	< LCM	N° 0198-17
				Concha de Abanico	Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)		(ug STX eq./Kg)
		Determinación de Acido Domoico (ASP)			mg Acido Domoico/kg.	< 0.42	N° 0141-17
		Enumeración de <i>Escherichia coli</i>			NMP/100g.	230 ^(*)	N° 0028-17-SEC
		Detección de Salmonella			Ausencia ó Presencia/ 25 g.	Ausencia	N° 0028-17-SEC
		Detección del Virus de la Hepatitis A		Genoma de virus (Detectado o No Detectado)en 2 g.	GVND	N° 0229-17	
	Agua de Mar	Numeración de C. Termotolerantes.		NMP/100mL	< 1.8	N° 0019-17-SEC	

NC: No corresponde

NM: No Monitoreado

SR: Sin Recurso

GVND: Genoma de virus no detectado en 2 g de Hepatopancreas

a: Coordenadas según protocolo tecnico Sanitario. Coordenadas del monitoreo estan en los informes de ensayo

< LCM: Menor al Limite de Cuantificación del Metodo

LCM (ug/Kg) OA : 5.1

LCM (ug/Kg) DTX2 : 5.0

LCM (ug/Kg) DTX1 : 5.1

LCM (ug/Kg) PTX2 : 0.7

LCM (ug/Kg) PTX1 : 0.7

LCM (ug/Kg) AZA 3 : 0.3

LCM (ug/Kg) AZA 2 : 0.3

LCM (ug/Kg) AZA 1 : 0.3

(*): Este resultado se reporto con fecha 15.01.2016

LCM (mg/Kg) YTX 1 : 0.0034

LCM (mg/Kg) h-YTX 1 : 0.0034

LCM (mg/Kg) 450H-YTX 1 : 0.0034

LCM (mg/Kg) 450H-h-YTX 1 : 0.0034

Regístrese, comuníquese v publíquese.

Surquillo, Enero del 2017

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA
- SANIPES -Ing. ADRIAN ERNESTO PAREDES ESPINAL
SUB DIRECTOR DE SUPERVISIÓN ACUÍCOLA