



PERÚ

Ministerio
de la ProducciónOrganismo Nacional de
Sanidad Pesquera
-SANIPES-

Año del Buen Servicio al Ciudadano

PROTOCOLO TÉCNICO SANITARIO
DE CLASIFICACIÓN SANITARIA TEMPORAL Y CONDICIÓN OPERATIVA (ABIERTA-CERRADA)
DE LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS
Decreto Supremo N° 07-2004-PRODUCE

N° 07-17-CONS-SDSA/SANIPES

1. N° MONITOREO:	07
2. SEMANA CORRESPONDIENTE:	DEL 12 AL 18 FEBRERO DEL 2017
3. TIPO DE MONITOREO:	SEMANAL 04
4. ZONA:	BAHIA DE SECHURA
5. CODIGO:	012
6. TIPO DE ACTIVIDAD:	AREAS DE REPOBLAMIENTO
8. CLASIFICACION TEMPORAL:	APROBADA O TIPO A

AREA DE PRODUCCCIÓN			Condicion Operativa			ABIERTA		
			Monitoreo Número			7		
			Semana de Monitoreo			12 al 18 Feb.		
			Fecha de Monitoreo			17.02.2017		
Denominación - Código	Estación - Coordenadas	Muestra /Producto	Laboratorio			LAB SANIPES	Informe de Ensayo	
			Ensayo		Unidades	Resultados de los indicadores sanitarios		
CONSTANTE 012-SECH-06	06-A-SECH (05°40'58.80" - 80°53'24.00") ^a	Concha de Abanico	Determinación de Biotoxinas Lipofilicas (DSP) Metodo Quimico	Grupo OA (OA+DTX+PTX)	µg equiv./Kg	< LCM	N° 0660-17	
				Grupo AZA	µg equiv./Kg	< LCM	N° 0660-17	
				Grupo YTX	mg equiv./Kg	< LCM	N° 0660-17	
		Concha de Abanico	Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)		(ug STX eq./Kg)	< 300	N° 0675-17	
			Determinación de Acido Domoico (ASP)		mg Acido Domoico/kg.	< 0.42	N° 0675-17	
			Enumeración de <i>Escherichia coli</i>		NMP/100g.	NC	NC	
			Detección de Salmonella		Ausencia ó Presencia/ 25 g.	NC	NC	
		Agua de Mar	Numeración de C. Termotolerantes.		NMP/100mL	NC	NC	
		06-B-SECH (05°39'43.69" - 80°53'40.08") ^a	Concha de Abanico	Detección del Virus de la Hepatitis A		Genoma de virus (Detectado o No Detectado)en 2 g.	NC	NC
			Agua de Mar	Numeración de C. Termotolerantes.		NMP/100mL	NC	NC

NC: No corresponde
 NM: No Monitoreado
 SR: Sin Recurso
 GVND: Genoma de virus no detectado en 2 g de Hepatopancreas
 a: Coordenadas según protocolo tecnico Sanitario. Coordenadas del monitoreo estan en los informes de ensayo
 < LCM: Menor al Limite de Cuantificación del Metodo

LCM (ug/ Kg) OA : 5.1
 LCM (ug/ Kg) DTX2 : 5.0
 LCM (ug/ Kg) DTX1 : 5.1
 LCM (ug/ Kg) PTX2 : 0.7
 LCM (ug/ Kg) PTX1 : 0.7
 LCM (ug/ Kg) AZA 3 : 0.3
 LCM (ug/ Kg) AZA 2 : 0.3
 LCM (ug/ Kg) AZA 1 : 0.3
 LCM (mg/ Kg) YTX 1 : 0.0034
 LCM (mg/ Kg) h-YTX 1 : 0.0034
 LCM (mg/ Kg) 450H- YTX 1 : 0.0034
 LCM (mg/ Kg) 450H- h-YTX 1 : 0.0034

Regístrese, comuníquese v publíquese.

Surauillo, Febrero del 2017

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA
 -SANIPES-
 Ing. ADRIAN GARNES TO PAREDES ESPINAL
 SUB DIRECTOR DE SUPERVISIÓN ACUÍCOLA