



PERÚ

Ministerio
de la ProducciónOrganismo Nacional de
Sanidad Pesquera
SANIPES

Año del Buen Servicio al Ciudadano

PROTOCOLO TÉCNICO SANITARIO

DE CLASIFICACIÓN SANITARIA TEMPORAL Y CONDICIÓN OPERATIVA (ABIERTA-CERRADA)

DE LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS

Decreto Supremo N° 07-2004-PRODUCE

N° 32-17-MAT-SDSA/SANIPES

1. N° MONITOREO:	32		
2. TIPO DE MONITOREO :	QUINCENAL 16		
3. ZONA:	BAHÍA DE SECHURA	4. CÓDIGO:	012
5. TIPO DE ACTIVIDAD:	ÁREAS DE REPOBLAMIENTO		
6. CLASIFICACIÓN TEMPORAL:	APROBADA O TIPO A		

ÁREA DE PRODUCCIÓN			Condición Operativa			ABIERTA ⁽¹⁾		
			Monitoreo Número			32		
			Fecha de Monitoreo			11.08.2017		
Denominación - Código	Estación - Coordenadas	Muestra /Producto	Laboratorio			LAB SANIPES	Informe de Ensayo N°	
			Ensayo		Unidades	Resultados de los indicadores sanitarios		
MATACABALLO 012-SECH-05	05-A-SECH (05°36'14.40" - 80°53'31.20") *	Agua de Mar	Numeración de C. termotolerantes			NMP/100 mL	< 1.8	0556-17-SEC
		Concha de Abanico (Argopecten purpuratus)	Determinación de Biotoxinas Lipofílicas (DSP) Método Químico	Grupo OA (OA+DTX+PTX)	µg equiv./Kg	< LCM	3347-17	
	Grupo AZA			µg equiv./Kg	< LCM	3347-17		
	Grupo YTX			mg equiv./Kg	< LCM	3347-17		
	05-B-SECH (05°37'37.20" - 80°53'13.20") *	Concha de Abanico (Argopecten purpuratus)	Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)			ug STX eq./Kg	< 300	3310-17
			Determinación de Ácido Domoico (ASP)			mg Ácido Domoico/kg	< 0.42	3310-17
			Enumeración de Escherichia coli			NMP/100 g	0	0574-17-SEC
			Detección de Salmonella			Ausencia o Presencia/ 25 g	Ausencia	0574-17-SEC
			Detección del Virus de la Hepatitis A			Genoma de virus (Detectado o No Detectado) en 2 g	Muestra no analizada *	
	Agua de Mar	Numeración de C. termotolerantes			NMP/100 mL	< 1.8	0556-17-SEC	

NC: No corresponde
 NM: No Monitoreado
 SR: Sin Recurso
 GVND: Genoma de virus no detectado en 2 g de Hepatopáncreas
 a: Coordenadas según protocolo técnico Sanitario. Coordenadas del monitoreo están en los informes de ensayo
 < LCM: Menor al Límite de Cuantificación del Método

LCM (ug/ Kg) OA : 5.1
 LCM (ug/ Kg) DTX2 : 5.0
 LCM (ug/ Kg) DTX1 : 5.1
 LCM (ug/ Kg) PTX2 : 0.7
 LCM (ug/ Kg) PTX1 : 0.7
 LCM (ug/ Kg) AZA 3 : 0.3
 LCM (ug/ Kg) AZA 2 : 0.3
 LCM (ug/ Kg) AZA 1 : 0.3
 LCM (mg/ Kg) YTX 1 : 0.0034
 LCM (mg/ Kg) h- YTX 1 : 0.0034
 LCM (mg/ Kg) 450H- YTX 1 : 0.0034
 LCM (mg/ Kg) 450H- h-YTX 1 : 0.0034

⁽¹⁾ : Se levantó la suspensión de actividades a las asociaciones mediante informe N°085-2017-SANIPES/ODSEC

* Desabastecimiento de reactivo RNA ULTRASENSE

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Surquillo, agosto del 2017

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA
SANIPES -

Ing. ALICIA BEATRIZ QUISPE SUCUENAS
 Sub Director de Supervisión Acuicola (e)