



PERÚ

Ministerio
de la ProducciónOrganismo Nacional de
Sanidad Pesquera
SANIPES

Año del Buen Servicio al Ciudadano

PROTOCOLO TÉCNICO SANITARIODE CLASIFICACIÓN SANITARIA TEMPORAL Y CONDICIÓN OPERATIVA (ABIERTA-CERRADA)
DE LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS

Decreto Supremo Nº 07-2004-PRODUCE

Nº 32-17-SP 1-SDSA/SANIPES

1. N° MONITOREO:	32	4. CÓDIGO:	012
2. TIPO DE MONITOREO :	QUINCENAL 16	6. NOMBRE:	ACUICULTORES PISCO SAC
3. ZONA:	BAHÍA DE SECHURA		
5. TIPO DE ACTIVIDAD:	CONCESIÓN		
6. CLASIFICACIÓN TEMPORAL:	APROBADA O TIPO A		

ÁREA DE PRODUCCIÓN			Condición Operativa		ABIERTA ⁽¹⁾	
			Monitoreo Número		32	
			Fecha de Monitoreo		11.08.2017	
Denominación Código	Estación - Coordenadas	Muestra /Producto	Laboratorio		LAB SANIPES	Informe de Ensayo N°
			Ensayo	Unidades	Resultados de los indicadores sanitarios	
SAN PEDRO 1 012-SECH-12	12-A-SECH (05°31'49.250"- 80°56'14.030") °	Concha de Abanico (<i>Argopecten purpuratus</i>)	Enumeración de <i>Escherichia coli</i>	NMP/100 g	0	0573-17-SEC
			Detección de Salmonella	Ausencia o Presencia/ 25 g	Ausencia	0573-17-SEC
			Detección del Virus de la Hepatitis A	Genoma de virus (Detectado o No Detectado) en 2 g	Muestra no analizada *	
		Agua de Mar	Numeración de C. termotolerantes	NMP/100 mL	< 1.8	0555-17-SEC
	12-B-SECH (05°32'32.020"- 80°57'30.230") °	Concha de Abanico (<i>Argopecten purpuratus</i>)	Determinación de Biotoxinas Lipofílicas (DSP) Método Químico	Grupo OA (OA+DTX+PTX)	µg equiv./Kg	< LCM 3348-17
				Grupo AZA	µg equiv./Kg	< LCM 3348-17
				Grupo YTX	mg equiv./Kg	< LCM 3348-17
		Concha de Abanico (<i>Argopecten purpuratus</i>)	Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)		(ug STX eq./Kg)	< 300 3311-17
			Determinación de Ácido Domoico (ASP)		mg Ácido Domoico/kg	< 0.42 3311-17



NC: No corresponde
 NM: No Monitoreado
 SR: Sin Recurso
 GVND: Genoma de virus no detectado en 2 g de Hepatopáncreas
 a: Coordenadas según protocolo técnico Sanitario. Coordenadas del
 monitoreo están en los informes de ensayo
 < LCM: Menor al Límite de Cuantificación del Método

LCM (ug/ Kg) OA : 5.1
 LCM (ug/ Kg) DTX2 : 5.0
 LCM (ug/ Kg) DTX1 : 5.1
 LCM (ug/ Kg) PTX2 : 0.7
 LCM (ug/ Kg) PTX1 : 0.7
 LCM (ug/ Kg) AZA 3 : 0.3
 LCM (ug/ Kg) AZA 2 : 0.3
 LCM (ug/ Kg) AZA 1 : 0.3
 LCM (mg/ Kg) YTX 1 : 0.0034
 LCM (mg/ Kg) h- YTX 1 : 0.0034
 LCM (mg/ Kg) 450H- YTX 1 : 0.0034
 LCM (mg/ Kg) 450H- h-YTX 1 : 0.0034

⁽¹⁾: La Condición Operativa "Abierta" sería
 hasta la fecha del siguiente monitoreo
 según cronograma oficial 2017

* Desabastecimiento de reactivo RNA
 ULTRASENSE

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Surquillo, agosto del 2017

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA
SANIPES -Ing. ALICIA BEATRIZ QUISEP SIGUENAS
Sub Director de Supervisión Acuicola (e)