

## CONDICIÓN OPERATIVA DE LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN

Nº 45-20-GUA 1-SANIPES/DSFPA/SDSA

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| 1. Nº MONITOREO:            | 45                                     |
| 2. SEMANA CORRESPONDIENTE : | -----                                  |
| 3. TIPO DE MONITOREO :      | SEMANAL 23                             |
| 4. ZONA:                    | GUAYNUNA                               |
| 5. CÓDIGO:                  | 002                                    |
| 6. TIPO DE ACTIVIDAD:       | CONCESIÓN                              |
| 7. NOMBRE:                  | ACUACULTURA Y PESCA SAC /SCALLOPS PERU |
| 8. CLASIFICACIÓN TEMPORAL:  | APROBADA O TIPO A                      |


| ÁREA DE PRODUCCIÓN       |                                                           |                                                                                   | Condición Operativa                                                |                          |              | ABIERTA <sup>(1)</sup>                                  |                      |         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------|
|                          |                                                           |                                                                                   | Monitoreo Número                                                   |                          |              | 45                                                      |                      |         |
|                          |                                                           |                                                                                   | Semana de Monitoreo                                                |                          |              | -----                                                   |                      |         |
|                          |                                                           |                                                                                   | Fecha de Monitoreo                                                 |                          |              | 06.11.2020                                              |                      |         |
| Denominación<br>(Código) | Estación -<br>Coordenadas                                 | Muestra / Producto                                                                | Laboratorio                                                        |                          |              | LAB SANIPES                                             | Informe de Ensayo N° |         |
|                          |                                                           |                                                                                   | Ensayo                                                             |                          | Unidades     | Resultados de los indicadores sanitarios                |                      |         |
| GUAYNUNA 1<br>002-GUA-01 | 01-A-GUA<br>(09°20'47,40" -<br>78°25'51,00") <sup>a</sup> | Concha de Abanico<br>( <i>Argopecten purpuratus</i> )<br>(Recurso Hidrobiológico) | Determinación de<br>Biotoxinas Lipofílicas (DSP)<br>Método Químico | Grupo OA<br>(OA+DTX+PTX) | µg equiv./Kg | < LCM                                                   | 2717-20              |         |
|                          |                                                           |                                                                                   |                                                                    | Grupo AZA                | µg equiv./Kg | < LCM                                                   | 2717-20              |         |
|                          |                                                           |                                                                                   |                                                                    | Grupo YTX                | mg equiv./Kg | < LCM                                                   | 2717-20              |         |
|                          |                                                           |                                                                                   | Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)                  |                          |              | ug STX eq./Kg                                           | < LCM                | 2717-20 |
|                          |                                                           |                                                                                   | Determinación de Ácido Domoico (ASP)                               |                          |              | mg Ácido Domoico/kg                                     | < LCM                | 2717-20 |
|                          |                                                           |                                                                                   | Enumeración de <i>Escherichia coli</i>                             |                          |              | NMP/100 g                                               | NC                   | NC      |
|                          |                                                           |                                                                                   | Detección de Salmonella                                            |                          |              | Detectado o No<br>detectado/ 25 g                       | NC                   | NC      |
|                          |                                                           |                                                                                   | Detección del Virus de la Hepatitis A                              |                          |              | Genoma de virus<br>(Detectado o No<br>Detectado) en 2 g | NC                   | NC      |
|                          |                                                           | Agua de Mar                                                                       | Numeración de C. termotolerantes                                   |                          | NMP/100 mL   | NC                                                      | NC                   |         |
|                          | 01-B-GUA<br>(09°21'36,00" -<br>78°25'54,90") <sup>a</sup> | Concha de Abanico<br>( <i>Argopecten purpuratus</i> )<br>(Recurso Hidrobiológico) | Determinación de<br>Biotoxinas Lipofílicas (DSP)<br>Método Químico | Grupo OA<br>(OA+DTX+PTX) | µg equiv./Kg | < LCM                                                   | 2717-20              |         |
|                          |                                                           |                                                                                   |                                                                    | Grupo AZA                | µg equiv./Kg | < LCM                                                   | 2717-20              |         |
|                          |                                                           |                                                                                   |                                                                    | Grupo YTX                | mg equiv./Kg | < LCM                                                   | 2717-20              |         |
|                          |                                                           |                                                                                   | Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)                  |                          |              | ug STX eq./Kg                                           | < LCM                | 2717-20 |
|                          |                                                           |                                                                                   | Determinación de Ácido Domoico (ASP)                               |                          |              | mg Ácido Domoico/kg                                     | < LCM                | 2717-20 |
|                          |                                                           |                                                                                   | Enumeración de <i>Escherichia coli</i>                             |                          |              | NMP/100 g                                               | NC                   | NC      |
|                          |                                                           |                                                                                   | Detección de Salmonella                                            |                          |              | Detectado o No<br>detectado/ 25 g                       | NC                   | NC      |
|                          |                                                           |                                                                                   | Detección del Virus de la Hepatitis A                              |                          |              | Genoma de virus<br>(Detectado o No<br>Detectado) en 2 g | NC                   | NC      |
|                          |                                                           | Agua de Mar                                                                       | Numeración de C. termotolerantes                                   |                          | NMP/100 mL   | NC                                                      | NC                   |         |
|                          | 01-C-GUA<br>(09°21'21,10" -<br>78°27'01,90") <sup>a</sup> | Concha de Abanico<br>( <i>Argopecten purpuratus</i> )<br>(Recurso Hidrobiológico) | Determinación de<br>Biotoxinas Lipofílicas (DSP)<br>Método Químico | Grupo OA<br>(OA+DTX+PTX) | µg equiv./Kg | < LCM                                                   | 2717-20              |         |
|                          |                                                           |                                                                                   |                                                                    | Grupo AZA                | µg equiv./Kg | < LCM                                                   | 2717-20              |         |
|                          |                                                           |                                                                                   |                                                                    | Grupo YTX                | mg equiv./Kg | < LCM                                                   | 2717-20              |         |
|                          |                                                           |                                                                                   | Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)                  |                          |              | ug STX eq./Kg                                           | < LCM                | 2717-20 |
|                          |                                                           |                                                                                   | Determinación de Ácido Domoico (ASP)                               |                          |              | mg Ácido Domoico/kg                                     | < LCM                | 2717-20 |
|                          |                                                           |                                                                                   | Enumeración de <i>Escherichia coli</i>                             |                          |              | NMP/100 g                                               | NC                   | NC      |
|                          |                                                           |                                                                                   | Detección de Salmonella                                            |                          |              | Detectado o No<br>detectado/ 25 g                       | NC                   | NC      |
|                          |                                                           |                                                                                   | Detección del Virus de la Hepatitis A                              |                          |              | Genoma de virus<br>(Detectado o No<br>Detectado) en 2 g | NC                   | NC      |
|                          |                                                           | Agua de Mar                                                                       | Numeración de C. termotolerantes                                   |                          | NMP/100 mL   | NC                                                      | NC                   |         |

|        |                                                                                                          |                        |     |                             |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----------------------------|--------|
| NC:    | No corresponde                                                                                           | LCM (ug eq. OA/Kg):    | 5,1 | LCM (mg eq. YTX/Kg):        | 0,0034 |
| NM:    | No Monitoreado                                                                                           | LCM (ug eq. DTX2/Kg):  | 3,0 | LCM (mg eq. h-YTX/Kg):      | 0,0038 |
| SR:    | Sin Recurso                                                                                              | LCM (ug eq. DTX1/Kg):  | 5,4 | LCM (mg eq. 450H-YTX/Kg):   | 0,0034 |
| GVND:  | Genoma de virus no detectado en 2 g de Hepatopanciaes                                                    | LCM (ug eq. PTX2/Kg):  | 1,8 | LCM (mg eq. 450H-h-YTX/Kg): | 0,0019 |
| GVD:   | Genoma de virus detectado en 2 g de Hepatopanciaes                                                       | LCM (ug eq. PTX1/Kg):  | 1,8 | LCM (ug eq. STX 2HCl/Kg):   | 300    |
| a:     | Coordenadas según protocolo técnico sanitario. Coordenadas del monitoreo están en los informes de ensayo | LCM (ug eq. AZA 3/Kg): | 1,0 | LCM (mg/Kg)                 | 0,42   |
| < LCM: | Menor al Límite de Cuantificación del Método                                                             | LCM (ug eq. AZA 2/Kg): | 1,3 |                             |        |
|        |                                                                                                          | LCM (ug eq. AZA 1/Kg): | 0,7 |                             |        |

NOTA: <sup>(1)</sup> La Condición Operativa "Abierta" sería hasta la fecha del siguiente monitoreo según cronograma oficial 2020  
Se ha modificado el formato P02-SDSA-SANIPES-04 para que esté de acuerdo al Protocolo Técnico de Clasificación Sanitaria

Surquillo, Noviembre de 2020

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA

  
Ing. KILDER ANTONIO EGOAVIL GALLARDO  
Sub Director de Supervisión Acuicola