

## CONDICIÓN OPERATIVA DE LAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN

Nº 27-22-GUA 1-SANIPES/DFS/SDFS A

|                             |           |                   |                                        |
|-----------------------------|-----------|-------------------|----------------------------------------|
| 1. Nº MONITOREO:            |           | 27                |                                        |
| 2. SEMANA CORRESPONDIENTE : |           | -----             |                                        |
| 3. TIPO DE MONITOREO :      |           | QUINCENAL 14      |                                        |
| 4. ZONA:                    | GUAYNUNA  | 5. CÓDIGO:        | 002                                    |
| 6. TIPO DE ACTIVIDAD:       | CONCESIÓN | 7. NOMBRE:        | ACUACULTURA Y PESCA SAC /SCALLOPS PERU |
| 8. CLASIFICACIÓN TEMPORAL:  |           | APROBADA O TIPO A |                                        |

| ÁREA DE PRODUCCIÓN       |                                                         |                                                                                          | Condición Operativa                                                |                                                         |                                                         | ABIERTA <sup>(1)</sup>                   |                         |         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------|
|                          |                                                         |                                                                                          | Monitoreo Número                                                   |                                                         |                                                         | 27                                       |                         |         |
|                          |                                                         |                                                                                          | Semana de Monitoreo                                                |                                                         |                                                         | -----                                    |                         |         |
|                          |                                                         |                                                                                          | Fecha de Monitoreo                                                 |                                                         |                                                         | 8.07.2022                                |                         |         |
| Denominación<br>(Código) | Estación -<br>Coordenadas                               | Muestra /<br>Producto                                                                    | Laboratorio                                                        |                                                         |                                                         | LAB SANIPES                              | Informe de Ensayo<br>Nº |         |
|                          |                                                         |                                                                                          | Ensayo                                                             |                                                         | Unidades                                                | Resultados de los indicadores sanitarios |                         |         |
| GUAYNUNA 1<br>002-GUA-01 | 01-A-GUA<br>(09°20'47,4" -<br>78°25'51,0") <sup>a</sup> | Concha de Abanico<br>( <i>Argopecten<br/>purpuratus</i> )<br>(Recurso<br>Hidrobiológico) | Determinación de<br>Biotoxinas Lipofílicas (DSP)<br>Método Químico | Grupo OA (OA+DTX)                                       | µg equiv./Kg                                            | < LCM                                    | 2311-22                 |         |
|                          |                                                         |                                                                                          |                                                                    | Grupo AZA                                               | µg equiv./Kg                                            | < LCM                                    | 2311-22                 |         |
|                          |                                                         |                                                                                          |                                                                    | Grupo YTX                                               | mg equiv./Kg                                            | < LCM                                    | 2311-22                 |         |
|                          |                                                         |                                                                                          |                                                                    | Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)       | ug STX eq./Kg                                           | < LCM                                    | 2311-22                 |         |
|                          |                                                         |                                                                                          |                                                                    | Determinación de Ácido Domoico (ASP)                    | mg Ácido Domoico/kg                                     | < LCM                                    | 2311-22                 |         |
|                          |                                                         |                                                                                          |                                                                    | Enumeración de <i>Escherichia coli</i>                  | NMP/100 g                                               | 0                                        | 2311-22                 |         |
|                          |                                                         |                                                                                          |                                                                    | Detección de <i>Salmonella</i>                          | Detectado o No<br>detectado/ 25 g                       | No detectado                             | 2311-22                 |         |
|                          |                                                         |                                                                                          |                                                                    | Detección del Virus de la Hepatitis A                   | Genoma de virus<br>(Detectado o No<br>Detectado) en 2 g | GVND                                     | 2311-22                 |         |
|                          |                                                         |                                                                                          |                                                                    |                                                         |                                                         |                                          |                         |         |
|                          |                                                         |                                                                                          |                                                                    | Agua de Mar                                             | Numeración de C. termotolerantes                        | NMP/100 mL                               | < 1,8                   | 2311-22 |
|                          | 01-B-GUA<br>(09°21'36,0" -<br>78°25'54,9") <sup>a</sup> | Concha de Abanico<br>( <i>Argopecten<br/>purpuratus</i> )<br>(Recurso<br>Hidrobiológico) | Determinación de<br>Biotoxinas Lipofílicas (DSP)<br>Método Químico | Grupo OA (OA+DTX)                                       | µg equiv./Kg                                            | < LCM                                    | 2311-22                 |         |
|                          |                                                         |                                                                                          |                                                                    | Grupo AZA                                               | µg equiv./Kg                                            | < LCM                                    | 2311-22                 |         |
|                          |                                                         |                                                                                          |                                                                    | Grupo YTX                                               | mg equiv./Kg                                            | < LCM                                    | 2311-22                 |         |
|                          |                                                         |                                                                                          |                                                                    | Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)       | ug STX eq./Kg                                           | < LCM                                    | 2311-22                 |         |
|                          |                                                         |                                                                                          |                                                                    | Determinación de Ácido Domoico (ASP)                    | mg Ácido Domoico/kg                                     | < LCM                                    | 2311-22                 |         |
|                          |                                                         |                                                                                          |                                                                    | Enumeración de <i>Escherichia coli</i>                  | NMP/100 g                                               | 0                                        | 2311-22                 |         |
|                          |                                                         |                                                                                          |                                                                    | Detección de <i>Salmonella</i>                          | Detectado o No<br>detectado/ 25 g                       | No detectado                             | 2311-22                 |         |
|                          |                                                         |                                                                                          |                                                                    | Detección del Virus de la Hepatitis A                   | Genoma de virus<br>(Detectado o No<br>Detectado) en 2 g | GVND                                     | 2311-22                 |         |
|                          |                                                         |                                                                                          |                                                                    |                                                         |                                                         |                                          |                         |         |
|                          |                                                         |                                                                                          |                                                                    | Agua de Mar                                             | Numeración de C. termotolerantes                        | NMP/100 mL                               | < 1,8                   | 2311-22 |
|                          | 01-C-GUA<br>(09°21'21,1" -<br>78°27'01,9") <sup>a</sup> | Concha de Abanico<br>( <i>Argopecten<br/>purpuratus</i> )<br>(Recurso<br>Hidrobiológico) | Determinación de<br>Biotoxinas Lipofílicas (DSP)<br>Método Químico | Grupo OA (OA+DTX)                                       | µg equiv./Kg                                            | < LCM                                    | 2311-22                 |         |
|                          |                                                         |                                                                                          |                                                                    | Grupo AZA                                               | µg equiv./Kg                                            | < LCM                                    | 2311-22                 |         |
|                          |                                                         |                                                                                          |                                                                    | Grupo YTX                                               | mg equiv./Kg                                            | < LCM                                    | 2311-22                 |         |
|                          |                                                         |                                                                                          |                                                                    | Detección de Toxina Paralizante de Mariscos (PSP)       | ug STX eq./Kg                                           | < LCM                                    | 2311-22                 |         |
|                          |                                                         |                                                                                          |                                                                    | Determinación de Ácido Domoico (ASP)                    | mg Ácido Domoico/kg                                     | < LCM                                    | 2311-22                 |         |
|                          |                                                         |                                                                                          |                                                                    | Enumeración de <i>Escherichia coli</i>                  | NMP/100 g                                               | 0                                        | 2311-22                 |         |
|                          |                                                         |                                                                                          |                                                                    | Detección de <i>Salmonella</i>                          | Detectado o No<br>detectado/ 25 g                       | No detectado                             | 2311-22                 |         |
|                          |                                                         |                                                                                          | Detección del Virus de la Hepatitis A                              | Genoma de virus<br>(Detectado o No<br>Detectado) en 2 g | GVND                                                    | 2311-22                                  |                         |         |
|                          |                                                         |                                                                                          |                                                                    |                                                         |                                                         |                                          |                         |         |
|                          |                                                         |                                                                                          | Agua de Mar                                                        | Numeración de C. termotolerantes                        | NMP/100 mL                                              | < 1,8                                    | 2311-22                 |         |

|        |                                                                                                          |                        |     |                             |        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----------------------------|--------|
| NC:    | No corresponde                                                                                           | LCM (ug eq. OA/Kg):    | 4,2 | LCM (mg eq. YTX/Kg):        | 0,0031 |
| NM:    | No Monitoreado                                                                                           | LCM (ug eq. DTX2/Kg):  | 2,9 | LCM (mg eq. h-YTX/Kg):      | 0,0031 |
| SR:    | Sin Recurso                                                                                              | LCM (ug eq. DTX1/Kg):  | 4,4 | LCM (mg eq. 450H-YTX/Kg):   | 0,0031 |
| GVND:  | Genoma de virus no detectado en 2 g de Hepatopancreas                                                    | LCM (ug eq. PTX1/Kg):  | 2,1 | LCM (mg eq. 450H-h-YTX/Kg): | 0,0016 |
| GVD:   | Genoma de virus detectado en 2 g de Hepatopancreas                                                       | LCM (ug eq. PTX2/Kg):  | 2,1 | LCM (ug eq. STX 2HC/Kg):    | 300    |
| ±:     | Coordenadas según protocolo técnico sanitario. Coordenadas del monitoreo están en los informes de ensayo | LCM (ug eq. AZA 3/Kg): | 1,0 | LCM (mg/Kg):                | 0,42   |
| < LCM: | Menor al Límite de Cuantificación del Método                                                             | LCM (ug eq. AZA 2/Kg): | 1,3 |                             |        |
|        |                                                                                                          | LCM (ug eq. AZA 1/Kg): | 0,7 |                             |        |

NOTA: <sup>(1)</sup> La Condición Operativa "Abierta" sería hasta la fecha del siguiente monitoreo según cronograma oficial 2022  
Se ha modificado el formato P02-SDSA-SANIPES-04 para que esté de acuerdo al Protocolo Técnico de Clasificación Sanitaria

Lima, julio de 2022

  
KILDER ANTONIO EGOAVIL GALLARDO  
SUBDIRECTOR  
Subdirección de Fiscalización Sanitaria Acuicola (e)  
Organismo Nacional de Sanidad Pesquera